

## Совместимые датчики для ультразвуковых сканеров Toshiba

**Модель совместимого датчика: TC366GM**

**Модель оригинального датчика:**

Toshiba PVG-366M, 3.75 MHz, Convex R60, Abdominal, Ob/Gyn

**Модель УЗИ сканера:**

SSA-220A (Capasee), SSA-320A (JV 200), SSA-325A (JV 400), SSA-510A (Famio 5)

**Модель совместимого датчика: UN7E50A**

**Модель оригинального датчика:**

Toshiba PVF-601V, 6 MHz, Microconvex R13, Endocavity , Ob/Gyn

**Модель УЗИ сканера:**

SSA-250A (Capasee), SSA-320A (JV 200), SSA-325A (JV 400), SA-510A (Famio 5)

**Модель совместимого датчика: TC375EM**

**Модель оригинального датчика:**

Toshiba PVE-375M, 3.75 MHz, Convex R50, Abdominal, Ob/Gyn

**Модель УЗИ сканера:**

SAL-77B, SSA-90A/100A/250A, SSA-240A (Tosbee)

**Модель совместимого датчика: TC375FM**

**Модель оригинального датчика:**

Toshiba PVF-375MT, 3.75 MHz, Convex R50, Abdominal, Ob/Gyn

**Модель УЗИ сканера:**

SSH-140A, SSA-250A/270A, SSA-240A (Tosbee), SSA-340A (Eccocsee), SSA-350A (CoreVision)

**Модель совместимого датчика: TC375FA**

**Модель оригинального датчика:**

<p>Toshiba PVF-375AT, 3.75 MHz, Convex R50, Abdominal, Ob/Gyn</p> <p><b>Модель УЗИ сканера:</b></p> <p>SSA-340A (Eccocsee), SSA-350A(Corevision)</p>
<p><b>Модель совместимого датчика: TC621FV</b></p> <p><b>Модель оригинального датчика:</b></p> <p>Toshiba PVF-621 VT, 6 MHz, Microconvex R13, Endocavity , Ob/Gyn</p> <p><b>Модель УЗИ сканера:</b></p> <p>SSA-250A,SA-240A (Tosbee), SSA-340A (Eccocsee), SSA-350A (CoreVision)</p>
<p><b>Модель совместимого датчика: TL703FN</b></p> <p><b>Модель оригинального датчика:</b></p> <p>Toshiba PLF-703NT, 7.5 MHz, Linear 32 mm, Small Parts, Peripheral</p> <p><b>Модель УЗИ сканера:</b></p> <p>SSA-250A, SSA-340A (Eccocsee), SSA-350A (CoreVision)</p>
<p><b>Модель совместимого датчика: TL805FS</b></p> <p><b>Модель оригинального датчика:</b></p> <p>Toshiba PLF-805ST, 8 MHz, Linear 54 mm, Small Parts, Peripheral</p> <p><b>Модель УЗИ сканера:</b></p> <p>SSA-340A (Eccocsee), SSA-350A (CoreVision)</p>
<p><b>Модель совместимого датчика: TC375MA</b></p> <p><b>Модель оригинального датчика:</b></p> <p>Toshiba PVM-375AT, 3.75 MHz, Convex R50, Abdominal, Ob/Gyn</p> <p><b>Модель УЗИ сканера:</b></p> <p>SSA-370A (PowerVision 6000), SSA-550A (Nemio), SSA-580A (Nemio XG)</p>
<p><b>Модель совместимого датчика: UN5C50B</b></p> <p><b>Модель оригинального датчика:</b></p> <p>Toshiba PVF-745V, 7 MHz, Convex R50, Abdominal, Ob/Gyn</p>

**Модель УЗИ сканера:**

SSA-220A/320A/325A/ 340A/350A/370A/390A, SSA-510A/520A/530A (Famio), SSA-550A/580A/590A (Nemio /XG)

**Модель совместимого датчика: TC621MV**

**Модель оригинального датчика:**

Toshiba PVM-621VT, 6 MHz, Micro-convex R13, Endocavity , Ob/Gyn

**Модель УЗИ сканера:**

SSA-370A (PowerVision 6000), SSA-550A (Nemio), SSA-580A (Nemio XG)

**Модель совместимого датчика: TC651MV**

**Модель оригинального датчика:**

Toshiba PVM-651VT, 4-9 MHz, Micro-convex R10, Endocavity, Ob/Gyn

**Модель УЗИ сканера:**

SSA-370A (PowerVision 6000), SSA-550A (Nemio), SSA-580A (Nemio XG)

**Модель совместимого датчика: TL703MA**

**Модель оригинального датчика:**

Toshiba PLM-703AT, 5-8 MHz, Linear 33 mm, Small Parts, Peripheral

**Модель УЗИ сканера:**

SSA-370A (PowerVision 6000), SSA-550A (Nemio), SSA-580A (Nemio XG)

**Модель совместимого датчика: TL805MA**

**Модель оригинального датчика:**

Toshiba PLM-805AT, 8 MHz, Linear 53 mm, Small Parts, Peripheral

**Модель УЗИ сканера:**

SSA-370A (PowerVision 6000), SSA-550A (Nemio 10/20/30/35), SSA-580A (Nemio XG)

**Модель совместимого датчика: TC375TB**

**Модель оригинального датчика:**

Toshiba PVT-375BT, 3-6 MHz, Convex R50, Abdominal, Ob/Gyn

**Модель УЗИ сканера:**

Aplio 300/400/500, SSA-660A/680A (Xario/Xario XG/XG 790), SSA-700A/770A/, 780A/790A (Aplio)

**Модель совместимого датчика: TL604TA**

**Модель оригинального датчика:**

Toshiba PLT-604AT, 4-8 MHz, Linear 54 mm, Small Parts, Peripheral

**Модель УЗИ сканера:**

Aplio 300/400/500, SSA-660A/680A (Xario/Xario XG), SSA-700A/770A/, 780A/790A (Aplio)

**Модель совместимого датчика: TL704TA**

**Модель оригинального датчика:**

Toshiba PLT-704AT, 6-11 MHz, Linear 38 mm, Abdominal, Ob/Gyn

**Модель УЗИ сканера:**

Aplio 300/400/500, SSA-660A/680A (Xario/Xario XG), SSA-700A/770A/, 780A/790A (Aplio)

**Модель совместимого датчика: TL805TA**

**Модель оригинального датчика:**

Toshiba PLT-805AT, 5-12 MHz, Linear 56 mm, Small Parts, Peripheral

**Модель УЗИ сканера:**

Aplio 300/400/500, SSA-660A/680A (Xario/Xario XG), SSA-700A/770A/, 780A/790A (Aplio)

**Модель совместимого датчика: TL1204TA**

**Модель оригинального датчика:**

Toshiba PLT-1204AT, 7-14 MHz, Linear 38 mm, Small Parts, Peripheral

**Модель УЗИ сканера:**

SSA-660A/680A (Xario/Xario XG), SSA-700A/, 770A/, 780A/790A (Aplio)

**Модель совместимого датчика: UN3P50A**

**Модель оригинального датчика:**

Toshiba PST-30BT, 3.0 MHz, Phased Array, Cardiac, Abdominal

**Модель УЗИ сканера:**

Aplio 300/400/500, SSA-660A/680A (Xario/Xario XG), SSA-700A/770A/, 780A/790A  
(Aplio)

**Модель совместимого датчика: UN8E50A**

**Модель оригинального датчика:**

Toshiba PVT-661VT,3-8.8 MHz, Micro-convex R10, Endocavity, Ob/Gyn

**Модель УЗИ сканера:**

Aplio 300/400/500, SSA-660A/680A (Xario/Xario XG), SSA-700A/770A/, 780A/790A  
(Aplio)